

Моноклональное Антитело Против Человеческой Pd-L1/Cd274 Для Проточной Цитометрии — Q9Nzq7

Артикул: CM0009024



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческой PD-L1/CD274, подходящее для проточной цитометрии. Распознает лиганд программированной клеточной смерти 1 с молекулярной массой 33 кДа — ключевой белок иммунной контрольной точки (UniProt Q9NZQ7). Идеально подходит для исследований в области иммуноонкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Моноклональное антитело против человеческой PD-L1/CD274
Примечания / Алиасы	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Вид	Человек
ID гена (человек)	29126
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-290 человеческой PD-L1/CD274 (Q9NZQ7)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NZQ7
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с охлаждающим элементом