


Античеловеческий Поликлональный Антитело Кролика Против PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13093

Артикул: CM0023866



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с человеческим и мышинным белками. Полезно для изучения метаболизма воспалительных фосфолипидов и исследований сердечно-сосудистых заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Человеческий PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2, кроличий pAb
Примечания/Псевдонимы	PLA2G7; LDL-PLA2; LP-PLA2; PAFAD; PAFAH; фосфолипаза A2 группа VII; Человеческий PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2
Вид	Человек
GeneID (человек)	7941
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-441 человеческого PLA2G7/PAF-AH/Lp-PLA2 (NP_005075.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13093
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Сумка-холодильник