


Моноклональное Антитело Против Подопланина Человека С Конъюгатом Для Проточной Цитометрии - Q86YI7

Артикул: CM0009228



введение

Кроличье моноклональное антитело против подопланина человека (PDPN), конъюгированное с красителем , предназначенное для проточной цитометрии. Реагирует с подоплатином человека, нацелено на остатки 21-123 внеклеточного домена. Подходит для исследований клеточной миграции, адгезии и ЭМП.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело против подопланина человека
Примечания/синонимы	PDPN; AGGRUS; GP36; GP40; Gp38; HT1A-1; OTS8; PA2.26; T1A; T1A-2; T1A2; T11A; podoplanin
Вид	Человек
ID гена (человек)	10630
ID гена	10630
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-123 подопланина человека (NM_006474.5)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q86YL7
Молекулярная масса белка	12 кДа / 16 кДа / 18 кДа / 24 кДа
Доставка	С ледяным пакетом