

Кроличья Поликлональная Антитело Против Человеческого Проколлагена I Альфа (Col1A1) Для Wb, If-P, Ihc-P - P02452

Артикул: CM0020355



введение

Надежное кроличье поликлональное антитело против человеческого проколлагена I альфа (COL1A1), подходящее для WB, IF-P и IHC-P. Разработано для изучения коллагена типа I в внеклеточном матриксе, костной и соединительной тканях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье пАб против человеческого проколлагена I альфа
Примечания/Псевдонимы	COL1A1; EDSC; OI1; OI2; OI3; OI4; цепь коллагена альфа-1(I); Human Pro-Collagen I alpha
Вид	Человек
ID гена	1277
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, соответствующий аминокислотам 26-161 человеческого коллагена I/COL1A1 (NP_000079.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P02452
Молекулярный вес белка	138 кДа
Доставка	Сумка со льдом