


Моноклональное Антитело Abflo 488 Против Человеческого Rankl/Cd254 Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное) - O14788

Артикул: CM0009276



введение

Конъюгированное с ABflo 488 кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий RANKL/CD254 (UniProt: O14788). Валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии. Идеально для исследования остеокластогенеза, резорбции кости и кросс-тока иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого RANKL/CD254, конъюгированное с
Примечания/Альтернативные названия	ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2
Вид	Человек
GeneID	8600
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 136-317 человеческого RANKL/CD254 (NP_003692.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14788
Молекулярная масса белка	27 кДа/30 кДа/35 кДа
Условия отгрузки	В пакете со льдом