

Моноклональное Антитело Против Человеческого Siglec9 Для Проточной Цитометрии - Q9Y336

Артикул: CM0010993

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого SIGLEC9 (CD329), оптимизированное для проточной цитометрии. Детектирует человеческий SIGLEC9, лектин, связывающий сиаловые кислоты, который играет роль в клеточной адгезии и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого SIGLEC9 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	CD329; CDw329; FOAP-9; siglec-9; OBBP-LIKE
Вид	Человек
GeneID	27180
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-348 человеческого SIGLEC9 (NP_055256.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y336
Молекулярная масса белка	50 кДа, 52 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом