

## Моноклональное Антитело Против Человеческого Siglec9 Для Проточной Цитометрии — Q9Y336

Артикул: CM0007963

### введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого SIGLEC9 (CD329) для проточной цитометрии. Валидировано для реактивности с антигенами человека; выявляет лектин, связывающий сиаловую кислоту и участвующий в клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | кроличье антитело против человеческого SIGLEC9, mAb                                                                                  |
| Примечания/синонимы       | CD329; CDw329; FOAP-9; siglec-9; OBBP-LIKE                                                                                           |
| Вид                       | Человек                                                                                                                              |
| Идентификатор гена        | 27180                                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18–348 человеческого SIGLEC9 (NP_055256.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                              |
| Применение                | Проточная цитометрия (FC)                                                                                                            |
| Перекрёстная реактивность | Человек                                                                                                                              |
| SWISS                     | Q9Y336                                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка  | 50 кДа, 52 кДа                                                                                                                       |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                       |