

Кроличья Поликлональная Антитело Против Человеческого Syt12 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q8Iv01

Артикул: CM0019390

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого SYT12, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Обнаруживает человеческий SYT12 (47 кДа), перекрестно реагирует с мышинным. Идеально подходит для изучения синаптической передачи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SYT12 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SYT11; sytXII; SYT12
Вид	Человек
GeneID	91683
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 95-200 человеческого SYT12 (NP_001171351.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q8IV01
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	В ледяном пакете