


Кроличий Моноклональный Антитело Против Человеческого Тиоредоксин-Редуктазы 1/Trxr1 Для Wb, Elisa - Q16881

Артикул: CM0005159



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого TXNRD1 (тиоредоксин-редуктазы 1). Валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований в области биологии редокс-процессов, онкологии и эстрогеновой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против человеческой тиоредоксин-редуктазы 1/TRXR1
Примечания/Псевдонимы	TR; TR1; TXNR; TRXR1; GRIM-12; Тиоредоксин-редуктаза 1 (TXNRD1)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7296
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-649 человеческой тиоредоксин-редуктазы 1 (TXNRD1) (Q16881).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16881
Молекулярный вес белка	71кДа
Доставка	Сумка со льдом