


Моноклональное Антитело Против Человеческого Tim-3/Havcr2 Для Fc - Q8Tdq0

Артикул: CM0007853



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого TIM-3/HAVCR2, валидировано для проточной цитометрии. Подходит для исследований в иммунологии, нацелено на рецептор муцина иммуноглобулина Т-клеток 3 (CD366), участвующий в иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-человеческое TIM-3/HAVCR2 mAb
Примечания/Альтернативные названия	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84868
GeneID	84868
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-200 человеческого TIM-3/HAVCR2 (NP_116171.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8TDQ0
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом