


Поликлональные Антитела К Tnfrsf11A Человека Для Wb, Elisa - Q9Y6Q6

Артикул: CM0023000



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к TNFRSF11A (RANK) человека для методов WB и ELISA. Перекрестно реагируют с образцами мыши и крысы. Идеально подходят для исследований остеокластогенеза и костной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к TNFRSF11A человека
Примечания/Синонимы	FEO; OFE; ODFR; OSTs; PDB2; RANK; CD265; OPTB7; TRANCER; LOH18CR1; TRANCE-R; TNFRSF11A человека
Вид	Человек
ID гена (человек)	8792
ID гена	8792
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-212 TNFRSF11A человека (NP_003830.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y6Q6
Молекулярная масса белка	66 кДа
Транспортировка	Хладопакет