

Моноклональное Антитело Против Человеческого Trem1 (Cd354) Для Проточной Цитометрии — Q9Np99

Артикул: CM0009020



введение

Конъюгированное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого TREM1 (CD354) — миелоидного рецептора, усиливающего воспалительные реакции. Разработано для проточной цитометрии. Подходит для исследований врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого TREM1, мкАнт
Примечания/Альтернативное название	CD354; TREM-1
Вид	Человек
ID гена (человек)	54210
ID гена	54210
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21–200 человеческого TREM1 (NP_061113.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NP99
Молекулярная масса белка	18кДа/26кДа
Доставка	Айс-пак