


Моноклональное Антитело Кролика Против Человека Trka () Для Проточной Цитометрии - P04629

Артикул: CM0008589



введение

Моноклональное антитело кролика против человека TrkA, конъюгированное с , валидированное для проточной цитометрии на человеческих образцах. Нацелено на рецептор фактора роста нервов с высоким сродством, идеально для исследований в нейробиологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Наименование продукта	Моноклональное антитело кролика против человека TrkA
Примечания/Альтернативные названия	NTRK1; MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; нейротрофическая рецепторная тирозинкиназа 1
Вид	Человек
GeneID	4914
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 33-407 человеческого TrkA (NP_002520.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04629
Молекулярная масса белка	77кДа/83кДа/86кДа/87кДа
Условия доставки	В сумке со льдом