

Моноклональное Антитело Против Человеческого Vcam-1/Cd106 Для Проточной Цитометрии - P19320

Артикул: CM0011908



введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с , нацеленное на человеческий VCAM-1/CD106, валидировано для проточной цитометрии (FC). Идеально для изучения адгезии лейкоцитов, воспаления эндотелия и иммунного надзора. Распознает человеческий белок VCAM-1 (P19320).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого VCAM-1/CD106
Примечания/Альтернативные названия	CD106
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7412
ID гена	7412
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-698 человеческого VCAM1 (NP_001069.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P19320
Молекулярная масса белка	71кДа/74кДа/81кДа
Условия доставки	В пакете со льдом