

Античеловеческая/Обезьянья Cd3 Мат Для Проточной Цитометрии - P07766

Артикул: CM0008931



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого/обезьяньего CD3 для обнаружения CD3 эпсилон на Т-клетках методом проточной цитометрии. Валидировано для образцов человека и яванского макака. Идеально подходит для исследований иммунофенотипирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human/Monkey CD3 mAb
Примечания/Псевдоним	T3E, TCRE, IMD18, CD3epsilon
Вид	Человек
GeneID (Человек)	916
GeneID	916
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-126 человеческого CD3 (NP_000724.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, Яванский макак
SWISS	P07766
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	В ледяном пакете