

## Моноклональное Антитело Против Cd64 Человека/Макаки Для Проточной Цитометрии — P12314

Артикул: CM0010309



### введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD64 (FCGR1A) человека/макаки, для проточной цитометрии. Распознаёт высокоаффинный рецептор IgG, экспрессируемый моноцитами и макрофагами. SWISS: P12314.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | кроличье анти-CD64 человека/макаки mAb                                                                                            |
| Примечания/алиасы         | FCGR1A; CD64; CD64A; FCRI; IGFR1; Fc-фрагмент рецептора IgG Ia                                                                    |
| Вид                       | Человек                                                                                                                           |
| GeneID (человек)          | 2209                                                                                                                              |
| GeneID                    | 2209                                                                                                                              |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 16–288 человеческого CD64 (NP_000557.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                           |
| Применение                | FC                                                                                                                                |
| Перекрёстная реактивность | Человек, яванская макака                                                                                                          |
| SWISS                     | P12314                                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка  | 38 кДа/42 кДа                                                                                                                     |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                    |