

Моноклональное Антитело Против Cd69 Человека/Обезьяны С Конъюгатом Для Проточной Цитометрии — Q07108

Артикул: CM0009814



введение

Кроличье моноклональное антитело к CD69 с прямой конъюгацией с . Специфично к CD69 человека и синемгобежьяны. Валидировано для проточной цитометрии при изучении ранней активации Т-клеток, NK-клеток и других лейкоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD69 человека/обезьяны с конъюгатом
Примечания/Синонимы	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Вид	Человек
GeneID (человек)	969
GeneID	969
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 78–199 человеческого CD69 (NP_001772.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, синемгобежьяна
SWISS	Q07108
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	В контейнере со льдом