


, Моноклональное Антитело Против Cd8A Человека/Макаки Для Fc — P01732

Артикул: CM0008697



введение

Моноклональное кроличье антитело против CD8a человека/макаки, конъюгированное с , для проточной цитометрии. Валидировано для человека и яванской макаки. Корецептор MHC класса I; играет критически важную роль в иммунитете CTL и NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, кроличье анти-CD8a мАб человека/макаки
Примечания/синонимы	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Вид	Человек
Идентификатор гена	925 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-182 человеческого CD8A (NP_001759.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек, яванская макака
SWISS	P01732
Молекулярная масса белка	21 кДа/25 кДа/30 кДа
Условия транспортировки	Хладагент