


Моноклональное Антитело Против Человеческого/Обезьяньего Cd8A Для Проточной Цитометрии - P01732

Артикул: CM0011892



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий и яванский макак CD8a, валидированное для проточной цитометрии. Распознает альфа-цепь CD8, корецептор для МНС класса I, необходимый для Т-клеточного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого/обезьяньего CD8a mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Вид	Человек
ID гена	925 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-182 человеческого CD8A (NP_001759.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Яванский макак
SWISS	P01732
Молекулярная масса белка	21кДа/25кДа/30кДа
Условия доставки	Холодовая упаковка (лед)