


Моноклональное Антитело Против Igd Человека/Макаки () Для Проточной Цитометрии — P01880

Артикул: CM0012564



введение

Высококачественное конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против IgD человека/макаки, валидированное для проточной цитометрии (FC). Распознаёт IgD человека и яванской макаки, ~47 кДа. Идеально подходит для иммунофенотипирования В-клеток и исследований гуморального иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ против IgD человека/макаки, конъюгированное с
Вид	Человек
Идентификатор гена	3495
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 99-384 IgD человека
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек, яванская макака
SWISS	P01880
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом