


Моноклональное Антитело Против IgD Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P01880

Артикул: CM0011036



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против IgD человека/обезьяны для проточной цитометрии. Обнаруживает константную область дельта-тяжелой цепи; полезно для иммунотипирования В-клеток и исследований гуморального иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human/Monkey IgD mAb
Примечания/Псевдоним	IGHD
Вид	Человек
GeneID	3495
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 99-384 IgD человека.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, Крабоед (Cynomolgus)
SWISS	P01880
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка-холодильник