

Моноклональное Антитело К Pd-1/Cd279 Человека/Макаки Для Fc — Q15116

Артикул: CM0009962



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против PD-1 (CD279) человека, валидированное для проточной цитометрии. Подходит для изучения ингибирования иммунных контрольных точек и истощения Т-клеток в образцах человека и макаки-крабоеда.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к PD-1/CD279 человека/макаки
Примечания/синонимы	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1
Вид	Человек
GeneID (человек)	5133
GeneID	5133
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25–168 PD-1/CD279 человека (NP_005009.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек, макака-крабоед
SWISS	Q15116
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Пакет со льдом