

Анти-Человеческий/Мышиный Cd34 Кроличий Polymab® Моноклональный Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - P28906 / Q64314

Артикул: CM0007706

введение

Кроличий PolymAb® моноклональный антитело, направленный на антиген CD34 человека/мыши. Валидирован для WB, IHC-P, ELISA. Обнаруживает полосу 41 кДа. Идеально подходит для исследований гемопоэтических стволовых клеток, адгезии и сосудистой биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD34 кроличий PolymAb®
Примечания/Псевдоним	CD34;молекула CD34;GIG3;MORT1
Вид	Человек/Мышь
ID гена (Человек)	947
ID гена	947/12490
Иммуноген	Рекомбинантный белок CD34 человека
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P28906/Q64314
Молекулярный вес белка	41кДа
Доставка	Сумка со льдом