


Моноклональное Антитело К Анти-Хантингтину Для Wb, If-F, Elisa - P42858

Артикул: CM0002973



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против хантингтина, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Обнаруживает НТТ человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения болезни Хантингтона и путей аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] Хантингтин кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	HD; IT15; LOMARS; Хантингтин
Вид	Человек
GeneID	3064
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 хантингтина человека (P42858)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-F, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42858
Молекулярный вес белка	348 кДа
Доставка	Сумка со льдом