

Поликлональное Антитело Против Huntingtin Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42858

Артикул: CM0022755



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого Huntingtin (а. к. 435-635).
Подходит для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA.
Перекрёстно реагирует с мышью и крысой.
Для исследовательского использования при изучении болезни Хантингтона и нейродегенеративных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против Huntingtin
Примечания/синонимы	HD; IT15; LOMARS; Huntingtin
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3064
Идентификатор гена	3064
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 435-635 человеческого Huntingtin (NP_002102.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P42858
Молекулярная масса белка	348 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом