

Моноклональное Антитело Против Hur/Elavl1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицк, Ип, Ифа - Q15717

Артикул: CM0003077



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на HuR/ELAVL1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦК, иммунопреципитации и ИФА. Распознает человеческий, мышинный и крысиный ELAVL1. Подходит для исследований стабильности мРНК и посттранскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] HuR/ELAVL1 Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	HUR; Hua; MeIG; ELAV1; L1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1994
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого HuR/ELAVL1 (Q15717).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦК, иммунопреципитация, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15717
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	Холодовая упаковка