

Поликлональные Антитела Против Nur/Elavl1 Для Вб, Игг-П, Иф/Икк, Ифа - Q15717

Артикул: CM0030548



введение

Кроличьи поликлональные антитела к NuR/ELAVL1, валидированные для ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА. Обнаруживают NuR человека и мыши — РНК-связывающий белок, стабилизирующий мРНК, содержащие АУ-богатые элементы, для исследований регуляции генной экспрессии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано нокаутом] Кроличьи пАб к NuR/ELAVL1
Примечания/синонимы	HUR; Hua; MeIG; ELAV1; L1
Вид	Человек
ИД гена (человек)	1994
ИД гена	1994
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислотных остатков 1-100 NuR/ELAVL1 человека (NP_001410.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15717
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Холодовой пакет