


Кроличья Поликлональная Антитело К Hur/Elavl1 (Верифицированное Ko) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15717

Артикул: CM0024275



введение

Верифицированное методом КО кроличье поликлональное антитело к HuR/ELAVL1 для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA у человека, мыши и крысы. Распознает РНК-связывающий белок HuR, стабилизирует мРНК, содержащие AU-богатые элементы; идеально подходит для исследований посттранскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Верифицировано КО] Кроличье pAb к HuR/ELAVL1
Примечания/Альтернативные названия	HUR; Hua; MelG; ELAV1; L1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1994
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-326 человеческого HuR/ELAVL1 (NP_001410.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15717
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом