


Кроличья Поликлональная Антитела Против Hus1 Для Вестерн1 Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Ицх, Иммунопреципитации, Ифа - O60921

Артикул: CM0028139



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок HUS1 (O60921), контрольную точку клеточного цикла массой 32 кДа. Валидированы для Вестерн блоттинга, иммунофлуоресценции/ИЦХ, иммунопреципитации, ИФА; перекрестно реагируют с человеческим и мышинным белком. Идеальны для исследований репарации ДНК и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против HUS1
Примечания/Алиасы	hHUS1; HUS1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3364
GeneID	3364
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого белка HUS1 (NP_004498.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, иммунофлуоресценция/ИЦХ, иммунопреципитация, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O60921
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом