


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Hus1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - O60921

Артикул: CM0014131



введение

Поликлональное кроличье антитело против белка контрольной точки HUS1 человека (32 кДа). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA; реагирует также с белком мыши и крысы. Идеально подходит для исследований повреждения ДНК и контрольных точек клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HUS1 Rabbit pAb
Примечания/синоним	hHUS1; HUS1
Вид	Человек
Идентификатор гена	3364
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 белка HUS1 человека (NP_004498.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O60921
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом