

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Hus1B Для Wb И Elisa — Q8Nhy5

Артикул: CM0016946

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий контрольный белок HUS1B, валидированное для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Демонстрирует перекрёстную реактивность с белками мыши и крысы, что делает его подходящим для мультивидовых исследований регуляции клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HUS1B Rabbit pAb
Примечания/синоним	HUS1B
Вид	Человек
GeneID (человек)	135458
GeneID	135458
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-278 человеческого HUS1B (NP_683762.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q8NHY5
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом