


Поликлональное Антитело Против Huwe1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q7Z6Z7

Артикул: CM0019259



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого HUWE1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует HUWE1 (~482 кДа) в образцах человека и крысы. Идеально для исследований убиквитинирования и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HUWE1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MULE; Ib772; LASU1; MRXST; UREB1; HECTH9; URE-B1; ARF-BP1; HSPC272; HUWE1
Вид	Человек
ID гена	10075
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого HUWE1 (NP_113584.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q7Z6Z7
Молекулярная масса белка	482 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом