

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Hvem/Tnfrsf14 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q92956

Артикул: CM0020975



введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого HVEM/TNFRSF14, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Этот мембранный рецептор массой 30 кДа опосредует иммунную костимуляцию, противовирусные ответы и проникновение герпесвирусов. Подходит для исследований в области иммунологии, инфекционных заболеваний и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела против HVEM/TNFRSF14
Примечания/Альтернативные названия	TR2; ATAR; HVEA; HVEM; CD270; LIGHTR; HVEM/TNFRSF14
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8764
GeneID	8764
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 39-202 человеческого HVEM/TNFRSF14 (NP_003811.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q92956
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом