

Моноклональное Анти-Hyal1 Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа - Q12794

Артикул: CM0004369



введение

Кроличье моноклональное антитело к HYAL1 для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА, реагирующее с человеческим белком. Нацелено на гиалуронидазу-1, участвующую в прогрессировании опухоли и функции лизосом. Подходит для исследований в области онкологии и мукополисахаридоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	HYAL1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	HYAL1; HYAL-1; LUCA1; MPS9; NAT6; гиалуронидаза-1
Вид	человек
ID гена (Человек)	3373
ID гена	3373
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-435 человеческого HYAL1 (NP_149349.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q12794
Молекулярный вес белка	10kDa/19kDa/23kDa/27kDa/37kDa/45kDa/48kDa
Доставка	Сумка со льдом