

Кроличье Поликлональное Антитело Против Hyal1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q12794

Артикул: CM0027167



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого HYAL1 (Гиалуронидаза-1). Подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований прогрессии опухолей и лизосомных болезней накопления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против HYAL1
Примечания/Альтернативные названия	MPS9; NAT6; LUCA1; HYAL-1; HYAL1
Вид (специфичность)	Человек
ID гена (Человек)	3373
ID гена	3373
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник (хозяин)	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12794
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом