

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Iah1 Для Вб, Ифа - Q2Таа2

Артикул: CM0013947

введение

Кроличыи поликлональные антитела, нацеленные на IAH1 — вероятную липазу, участвующую в липидном обмене. Валидированы для применения в ВБ и ИФА, обладают перекрестной реактивностью с человеческим, мышинным и крысиным IAH1. Обнаруживают полосу размером 28 кДа. Идеально подходят для исследований гидролаз и деградации липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IAH1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	IAH1
Вид	Человек
GeneID (человек)	285148
GeneID	285148
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q2TAA2
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Холодовая упаковка