


Антитело Кролика Поликлональное Против Iapp (Амилин, Dap) Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ihc-P, Elisa - P10997

Артикул: CM0027580



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого IAPP (Амилин/DAP), подходит для Вестерн-блоттинга, IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Полезно для исследований энергетического гомеостаза и амилоидной агрегации при диабете 2 типа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IAPP Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	DAP; IAP; IAPP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3375
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-89 человеческого IAPP (NP_000406.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10997
Молекулярная масса белка	10 кДа
Доставка	В пакете со льдом