

Поликлональное Антитело Кролика Против Ibsp Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P21815

Артикул: CM0020543

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий интегрин-связывающий сиалопротеин (IBSP), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белку. Подходит для исследований минерализации кости и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IBSP Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	BSP; BNSP; SP-II; BSP-II; IBSP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3381
GeneID	3381
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого IBSP (NP_004958.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P21815
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом