

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ibtк Для Вестерн-Блота И Ифа - Q9P2D0

Артикул: CM0015886

введение

Кроличья поликлональная антитело против IBTK, валидированная для Вестерн-блота и ИФА. Нацелена на человеческий IBTK (151 кДа), ингибитор киназы ВТК, участвующий в развитии В-клеток и транскрипции NF-κB.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело против IBTK
Примечания/алиасы	ВТК1; ВТBD26; IBTK
Вид	Человек
GeneID (человек)	25998
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 900-1200 человеческого IBTK (NP_056340.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9P2D0
Молекулярная масса белка	151 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом