

Моноклональное Антитело Anti-Icam-1/Cd54 Для Проточной Цитометрии — Q00238

Артикул: CM0011329

введение

Кроличье моноклональное антитело против ICAM-1/CD54 крысы, конъюгированное с и валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения адгезии лейкоцитов, воспаления и миграции иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье анти-крысиное МАТ против ICAM-1/CD54
Примечания/синонимы	CD54; ICAM; Icam1
Вид	Крыса
Идентификатор гена (человек)	3383
Идентификатор гена	25464
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-493 ICAM-1/CD54 крысы (NP_037099.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Крыса
SWISS	Q00238
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом