


Моноклональное Антитело Против Icam-1/Cd54 Для Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - P05362

Артикул: CM0002432



введение

Высокоспецифическое рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого ICAM-1/CD54 (UniProt P05362). Валидировано для WB, IHC-P, FC и ELISA. Идеально подходит для изучения адгезии лейкоцитов, активации эндотелия и механизмов проникновения вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против ICAM-1/CD54
Примечания/Псевдоним	BB2; CD54; P3.58; MALA2; MyD10; ICAM-1/CD54
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3383
Иммуноген	Синтетический пептид (синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого ICAM-1/CD54 (P05362))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P05362
Молекулярный вес белка	58кДа
Доставка	Сумка со льдом