

Анти-Icam-1/Cd54 Мышиное Моноклональное Антитело Для Wb, If-П, Ihc-П, Elisa - P13597

Артикул: CM0008850

введение

Высокоспецифичное антимышиное моноклональное антитело против ICAM-1/CD54, валидированное для WB, IF-П, ИHC-П и ELISA. Распознает мышиный и крысиный ICAM-1 для исследований клеточной адгезии и миграции лейкоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ICAM-1/CD54 мышиное mAb
Примечания/Псевдоним	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3383
GeneID	15894
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-485 мышиного ICAM-1/CD54 (NP_034623.1)
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-П, ИHC-П, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P13597
Молекулярный вес белка	59 кДа
Доставка	Сумка-холодильник