


Поликлональное Антитело Anti-Icam-1/Cd54 Для Wb И Elisa - P05362

Артикул: CM0017515



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого ICAM-1/CD54 (BB2, CD54), валидированное для WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с человеческим и мышиным белками. Подходит для исследований адгезии, воспаления и проникновения вирусов. UniProt: P05362.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против ICAM-1/CD54
Примечания/синонимы	BB2; CD54; P3.58; ICAM-1/CD54
Вид	Человек
GeneID (человек)	3383
GeneID	3383
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 250-480 человеческого ICAM-1/CD54 (NP_000192.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P05362
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	Пакет со льдом