

Кроличье Моноклональное Антитело Против Icam-1/Cd54 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Проточной Цитометрии, Ифа - Q00238

Артикул: CM0011796

введение

Кроличье моноклональное антитело против крысиного ICAM-1/CD54, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, проточной цитометрии, ИФА. Реагирует с крысой. Идеально для изучения адгезии лейкоцитов, трансэндотелиальной миграции и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ICAM-1/CD54 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD54; ICAM
Вид	Крыса
GeneID (человек)	3383
GeneID	25464
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-493 крысиного ICAM-1/CD54 (NP_037099.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, проточная цитометрия, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q00238
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	В пакете со льдом