


## Кроличья Поликлональная Антитела К Icam-1/Cd54 Для Вб, Игх-П, Иф/Икк, Ифа - P05362

Артикул: CM0027566



### введение

Кроличья поликлональная антитела, нацеленная на человеческий ICAM-1/CD54 (SWISS P05362). Валидирована для применения в ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными белками. Идеально подходит для изучения клеточной адгезии, миграции лейкоцитов и механизмов вирусных инфекций.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | ICAM-1/CD54 кроличья pAb                                                                                              |
| Примечания/алиасы         | BB2; CD54; P3.58; ICAM-1/CD54                                                                                         |
| Вид белка                 | Человек                                                                                                               |
| GeneID (человек)          | 3383                                                                                                                  |
| GeneID                    | 3383                                                                                                                  |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 28-480 человеческого ICAM-1/CD54 (NP_000192.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                               |
| Применение                | ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА                                                                                                |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                  |
| SWISS                     | P05362                                                                                                                |
| Молекулярная масса белка  | 58 кДа                                                                                                                |
| Доставка                  | С холодоэлементом                                                                                                     |