

Поликлональные Антитела Против Icam1 (Cd54) Для Wb, If-P, Elisa - Q00238

Артикул: CM0023438

введение

Кроличы pAb против Icam1 (поликлональные антитела), валидированные для WB, IF-P, ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Нацелены на межклеточную молекулу адгезии 1 (CD54), 60 кДа, UniProt Q00238. Идеальны для изучения клеточной адгезии и миграции лейкоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Icam1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CD54; ICAM; Icam1
Вид	Крыса
GeneID (Человек)	3383
GeneID	25464
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-493 крысиного Icam1 (NP_037099.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q00238
Молекулярный вес белка	60 кДа
Доставка	Сумка со льдом