

Кроличье Поликлональное Антитело Против Icam1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P13597

Артикул: CM0021886

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против мышинного ICAM1 (CD54), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Перекрёстно реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований адгезии лейкоцитов и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ICAM1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2; ICAM1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3383
GeneID	15894
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-320 мышиного ICAM1 (NP_034623.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИНС-Р), ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13597
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом