

Кроличье Моноклональное Антитело Против Icam2 / Cd102 Для Вб, Ифа - P35330

Артикул: CM0003157



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против мышиного ICAM2/CD102 для вестерн-блота и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для изучения адгезии лейкоцитов и взаимодействий иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ICAM2 / CD102 кроличье моноклональное антитело
Примечания/алиасы	CD102; Ly-60; Icam-2; ICAM2 / CD102
Вид	Мышь
GeneID	15896
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-240 мышиного ICAM2 / CD102 (P35330)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P35330
Молекулярная масса белка	31кДа
Доставка	Холодильный пакет