

Кроличий Polymab® Против Icam2/Cd102 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P35330

Артикул: CM0006114



введение

Кроличий PolymAb® против ICAM2/CD102 (рекомбинантный моноклональный), валидированный для WB, IHC-P, ELISA. Распознает мышиный ICAM2, молекулу клеточной адгезии, участвующую в миграции лейкоцитов. Рекомбинантный иммуноген, 31 кДа, доставка в охлажденном виде.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ICAM2/CD102 Кроличий PolymAb®
Примечания/Псевдоним	CD102; Ly-60; Icam-2
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3384
GeneID	15896
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-222 мышинного ICAM2/CD102 (NP_034624.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P35330
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	В охлажденном виде (лед)