

Кроличья Поликлональная Антитело Против Icam3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P32942

Артикул: CM0024941



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого ICAM3 (CD50), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для изучения адгезии лейкоцитов, фагоцитоза и взаимодействия дендритных клеток. Перекрестно реагирует с человеческим белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ICAM3 кролика pAb
Примечания/Псевдоним	CD50; CDW50; ICAM-R; ICAM3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3385
ID гена	3385
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 270-490 человеческого ICAM3 (NP_002153.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32942
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	С ледяным пакетом